


# Arnés CONFORT con cabezal

ref: A911

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/arneses/arnes-con-cabezal>



La mejor opción para elevar pacientes desde la posición horizontal. La persona apoya la cabeza durante la transferencia y además se siente más arropado, dándole mayor sensación de seguridad. Para más información o dudas de cómo colocar un arnés, ver el video demo del arnés modelo: Universal confort A912. Su colocación es exactamente la misma, solo cambian los acabados.



| TALLA                            | S     | M      | L       | XL      |
|----------------------------------|-------|--------|---------|---------|
| PERÍMETRO TORAX                  | 70/90 | 90/115 | 115/140 | 140/165 |
| PERÍMETRO ENTRE CINTURA Y CADERA | 70/90 | 90/115 | 115/140 | 140/165 |

## TABLA DE MEDIDAS:

| Peso/Altura | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m85 | 1m90 | + 1m90 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 40 kg       | S    | S    | S    | S    | S    | S    | M    | M    | M    | M      |
| 45 kg       | S    | S    | S    | S    | S    | S    | M    | M    | M    | M      |
| 50 kg       | S    | S    | S    | S    | S    | S    | M    | M    | M    | M      |
| 55 kg       | S    | S    | S    | S    | S    | S    | M    | M    | M    | M      |
| 60 kg       | M    | M    | M    | S    | S    | S    | M    | M    | M    | M      |
| 65 kg       | M    | M    | M    | S    | S    | S    | M    | M    | M    | M      |
| 70 kg       | M    | M    | M    | M    | M    | M    | M    | M    | M    | M      |
| 75 kg       | L    | L    | M    | M    | M    | M    | M    | M    | M    | M      |
| 80 kg       | L    | L    | L    | L    | M    | M    | M    | M    | M    | M      |
| 85 kg       | L    | L    | L    | L    | M    | M    | M    | M    | M    | M      |
| 90 kg       | L    | L    | L    | L    | L    | L    | M    | M    | M    | M      |
| 95 kg       | XL   | XL   | XL   | XL   | L    | L    | M    | M    | M    | M      |
| 100 kg      | XL   | XL   | XL   | XL   | L    | L    | L    | L    | L    | L      |
| 110 kg      | XL   | XL   | XL   | XL   | L    | L    | L    | L    | L    | L      |
| 120 kg      | XL   | XL   | XL   | XL   | XL   | L    | L    | L    | L    | L      |
| 130 kg      | XL   | XL   | XL   | XL   | XL   | XL   | XL   | XL   | XL   | XL     |
| 160 kg      | 2 XL | 2 XL | 2 XL | 2 XL | 2 XL | 2 XL | XL   | XL   | XL   | XL     |
| 190 kg      | 3 XL | 3 XL | 3 XL | 3 XL | 2 XL | 2 XL | XL   | XL   | XL   | XL     |
| 220 kg      | 3 XL | 3 XL | 3 XL | 3 XL | 3 XL | 2 XL | 2 XL | 2 XL | XL   | XL     |
| 250 kg      | 4 XL | 4 XL | 3 XL | 3 XL | 3 XL | 3 XL | 2 XL | 2 XL | 2 XL | 2 XL   |
| 280 kg      | 4 XL | 4 XL | 4 XL | 4 XL | 4 XL | 4 XL | 3 XL | 3 XL | 3 XL | 3 XL   |
| 320 kg      | 4 XL | 4 XL | 4 XL | 4 XL | 4 XL | 4 XL | 4 XL | 4 XL | 4 XL | 4 XL   |



COLOCACIÓN DE UN ARNÉS PARA  
 REALIZAR TRANSFERENCIAS  
 DESDE LA CAMA:

ELEVACIÓN DE UN PACIENTE CON  
 GRÚA DESDE EL SUELO:

## Tabla de medidas y modelos

| Modelo | TALLA       |
|--------|-------------|
| A911S  | S (pequeña) |
| A911M  | M (mediana) |
| A911L  | L (grande)  |