

Suministros Textiles
ayudas técnicas para colectividades
www.suministros-textiles.com

Ref. UG024 Cinturón de tronco.

Descripción:

Cinturón para silla de colocación sencilla y rápida.

Banda acolchada con hebilla de plástico de accionamiento rápido.

Permiten libertad de movimientos en las extremidades y en el tórax.

Se abrocha por detrás de la silla.

Indicado para personal con tendencia a deslizarse hacia delante y evitar caídas.

Exterior nylon.

Interior antelina.

Acolchado.

Cintas poliéster alta resistencia.

Cierres de tridente, ajustables en ambos lados.


Sujeción inferior en "V" para sillas y butacas con y sin espacio entre asiento y respaldo.

Lavado:

Lavable 90º C.

Admite el uso de lejía.

Se puede meter en secadora a temperatura baja.






www.suministros-textiles.com

ARNESES PARA SILLA DE RUEDAS

Arnés abdominal para silla de ruedas



ATV-020

Arnés pélvico para silla de ruedas




ATV-029

Arnés de tronco para silla de ruedas




ATV-024

Arnés completo para silla de ruedas



ATV-028

Arnés para transferencias



ATV-025

Arnés de manos (par) para silla de ruedas



ATV-021

Arnés de pies para cama



ATV-022

UGARI GERIÁTRICA

C/Venta de la Estrella 6, pab.126 - 01006 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN)

Tel (+34) 945 146 744; Fax (+34) 945 154 036; E-mail: ugari@ugari.es

www.ugari.es

ARNESES PARA SILLA DE RUEDAS

Características comunes:

- Exterior nylon cordura.
- Interior antelina.
- Acolchados.
- Cintas poliéster alta resistencia.
- Cierres de tridente, ajustables.

Lavado:

 Lavar a máquina 90°  Admiten lejía

 Secadora

Arnés de tronco y completo (Ref: ATV-024, ATV-028)

- Hombreras acolchadas deslizantes.

Arnés para transferencias (ATV-025)

- Diseñado para ayudar a realizar transferencias entre sillas, butacas, W.C., etc...
- También para ayudar al paciente a levantarse y a caminar, especialmente en rehabilitación.
- Usado en combinación con el Disco para transferencias (Ref. IM-99836-GT), convierte cualquier transferencia en una operación sencilla y con el mínimo esfuerzo para el personal auxiliar.
- Precauciones: Ajustar el arnés con la suficiente presión para una sujeción segura, pero sin causar daño o incomodidad al paciente. Agarrar las asas con las manos, no introducirlas en ellas. Asegurarse de que las asas queden equidistantes del centro.
- NO USAR el arnés con pacientes que no puedan soportar al menos una gran parte de su peso corporal. En estos casos se debería usar una grúa.
- Tallas: S: 56 a 80 cm cintura
M: 75 a 115 cm cintura
L: 105 a 140 cm cintura

Arnés de manos y pies (Ref: ATV-021, ATV-022)

- Cierre por doble velcro opuesto, sin llaves ni imanes.