

Suministros Textiles
ayudas técnicas para colectividades
www.suministros-textiles.com

Ref. UG025 Cinturón transferencias de cuatro asas.

Descripción y características:

- Exterior nylon.
- Interior antelina.
- Acolchado.
- Cintas poliéster alta resistencia.
- Cierres de tridente, ajustables.
- Lavable 90º C.
- Admite el uso de lejía.

Diseñado para ayudar a realizar transferencias entre sillas, butacas, W.C., etc...

También para ayudar al paciente a levantarse y a caminar, especialmente en rehabilitación.

Usado en combinación con el disco para transferencias, convierte cualquier transferencia en una operación sencilla y con el mínimo esfuerzo para el personal auxiliar.

Precauciones:

Ajustar el cinturón con la suficiente presión para una sujeción segura, pero sin causar daño o incomodidad al paciente.

Agarrar las asas con las manos, no introducirlas en ellas.

Asegurarse que las asas queden equidistantes del centro.


NO USAR el cinturón con pacientes que no puedan soportar al menos una gran parte de su peso corporal. En estos casos se debería usar una grúa.

Tallas:

S: 56 a 80 cm. cintura

M: 75 a 115 cm. cintura


L: 105 a 140 cm. cintura



www.suministros-textiles.com

ARNESES PARA SILLA DE RUEDAS

Arnés abdominal para silla de ruedas




Arnés pélvico para silla de ruedas




Arnés de tronco para silla de ruedas



Arnés completo para silla de ruedas



Arnés para transferencias



Arnés de manos (par) para silla de ruedas



Arnés de pies para cama



ARNESES PARA SILLA DE RUEDAS

Características comunes:

- Exterior nylon cordura.
- Interior antelina.
- Acolchados.
- Cintas poliéster alta resistencia.
- Cierres de tridente, ajustables.

Lavado:

 Lavar a máquina 90°  Admiten lejía

 Secadora

Arnés de tronco y completo (Ref: ATV-024, ATV-028)

- Hombreras acolchadas deslizantes.

Arnés para transferencias (ATV-025)

- Diseñado para ayudar a realizar transferencias entre sillas, butacas, W.C., etc...
- También para ayudar al paciente a levantarse y a caminar, especialmente en rehabilitación.
- Usado en combinación con el Disco para transferencias (Ref. IM-99836-GT), convierte cualquier transferencia en una operación sencilla y con el mínimo esfuerzo para el personal auxiliar.
- Precauciones: Ajustar el arnés con la suficiente presión para una sujeción segura, pero sin causar daño o incomodidad al paciente. Agarrar las asas con las manos, no introducirlas en ellas. Asegurarse de que las asas queden equidistantes del centro.
- NO USAR el arnés con pacientes que no puedan soportar al menos una gran parte de su peso corporal. En estos casos se debería usar una grúa.
- Tallas: S: 56 a 80 cm cintura
M: 75 a 115 cm cintura
L: 105 a 140 cm cintura

Arnés de manos y pies (Ref: ATV-021, ATV-022)

- Cierre por doble velcro opuesto, sin llaves ni imanes.