FICHA TÉCNICA

SUMINISTROS TEXTILES

equipamientos textiles para colectividades

info@suministros-textiles.com www.suministros-textiles.com

DISPOMEDIC NITRILE

Guantes de examen de Nitrilo sin polvo.

Un solo uso.

Dispomedic nitrile son guantes de examen de un solo uso de nitrilo azul, no estériles, ambidiestros y sin polvo. Presentan una buena elasticidad, flexibilidad. De fácil colocación, ofrecen una buena barrera de protección y unas propiedades físicas excelentes. Todo ello le confiere una buena protección de las manos en la aplicación de examen médico, evitando contaminaciones.



Información de producto

Guante de nitrilo azul, sin polvo, clorinado para facilitar el enguantado. Superficie microrugosa en la parte de los dedos, para un mejor agarre.

Resistente a la permeabilidad de una amplia gama de productos químicos. Resistente a cistostáticos.

Apto para uso alimentario.

Exento de tiuranos, tiureas, guanidinas, tiazoles, mercaptobenzotiazoles (MBT) y carbamatos, Exento de látex y ftalatos (DEHP)

AQL 1.5

Clasificación:

Clase I, Directiva 93/42/EEC, EN 455 – producto sanitario Categoría III. Reglamento EU 2016/425, EN 374, EN 420 – equipo de protección individual

Dimensiones físicas:

Característica	Criterio				
Largo del guante (mm)	240 mínimo para todas las tallas				
Grosor (mm)					
Puño	Mín. 0.05				
Palma	Mín. 0.06				
Dedo	Mín. 0.06				
Talla	XS	S	M	L	XL
Ancho de palma (mm)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120
Peso del guante (g) – control interno	2.8 ± 0.3	3.0 ± 0.3	3.5 ± 0.3	4.0 ± 0.3	4.5 ± 0.3

Propiedades físicas:

Estándar	Característica	Resultado
EN 455-2:2015	Resistencia a la rotura	
	Antes de envejecimiento	6N Min. Valor medio de 13 Uds.
	Después de envejecimiento	6N Min. Valor medio de 13 Uds.
ASTM D6319	Resistencia a la tracción	
	Antes de envejecimiento	15 Mpa Min.
	Después de envejecimiento	14 Mpa Min.
	Elongación a la rotura	
	Antes de envejecimiento	500% Min.
	Después de envejecimiento	400% Min.

Contenido residual de polvo:

Estándar	Resultado	
EN 455-3:2015	<2mg/guante (media de 0'14 mg/guante)	

Presentación:

	DESCRIPCIÓN		CODIGO NACIONAL	CODIGO DE BARRAS EAN13	PESO CAJA* 1000 Uds. (kg)
	DISPOMEDIC NITRILE S/POLVO XS	GUANTE	190484.3	8427835107056	3,7
	DISPOMEDIC NITRILE	GUANTE	190485.0	8427835107063	
S/POLVO S		00/11112	130 103.0	0127033107003	4,1
	DISPOMEDIC NITRILE S/POLVO	GUANTE	190486.7	8427835107070	4,5
DISPOMEDIC NITRIL S/POLVO L DISPOMEDIC NITRIL S/POLVO XL	GUANTE	190467.4	8427835107087	4,7	
	DISPOMEDIC NITRILE S/POLVO XL	GUANTE	190489.8	8427835107094	5,2

Presentación en caja dispensadora de 100 unidades con apertura superior para una extracción fácil con una sola mano.

Unidades caja: 1000 Uds. (100 Uds./caja) 10 cajas dispensadoras.

Medidas caja 1000 Uds. (cm): 31,3x22,8x21,7

^{*} TOLERANCIAS: Peso ± 0.5 Kg