

Cojín de flotación de aire AIR CUSHION

ref: H9695

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/cojines-de-aire/cojin-de-flotacion-de-aire-air-cushion>



Cojín de flotación de aire y espuma viscoelástica. El cojín se hincha sin necesidad de usar una bomba.



Nuevo concepto en los cojines de aire. La eficacia terapéutica en la prevención de las úlceras por presión de los cojines de aire ha sido clínicamente probada y ahora añadimos confort y facilidad de uso para lograr este fantástico cojín.



1- El cojín se hincha solo, automáticamente, simplemente abriendo la válvula y sin necesidad de una bomba.



2- Después de sentarse la persona abre la válvula para deshincharlo y el cojín va tomando la forma anatómica del usuario hasta que éste encuentre el punto óptimo de confort y cierre de nuevo la válvula.

100

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Medida	Alto
H9695	41 x 41 cm	7 cm